

BIOPROTONUL ȘI UNELE REMEDII ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL AFECȚIUNILOR PARODONTALE

Valeriu Calmațui

*medic stomatolog,
categorie superioară
Cabinetul stomatologic
„AVIDENT”,
„Î.I Calmațui Valeriu”,
mun.Chișinău*

Rezumat

1. Tratamentul parodontitelor este necesar sa fie în complex.
2. Bioptronul și OXY-spray stimulează la nivel celular procesele bioenergetice și de regenerare a țesuturilor parodontale.
3. Preparatul “Levobior” cu acțiunea antimicrobiană,citoprotectorie și imunomodulatorie acționează pozitiv în scurt timp la revendicarea proceselor patologice.
4. Gelul de Solcoseril are o acțiune de regenerare a țesuturilor afectate.

Summary

Bioptron and some remedies in complex treatment of paradontal affection

1. Parodontites is necessary to trate with complex treatment.
2. Bioptrone and a Oxy spray stimulated bioenergytic and cell process in regeneration of paradontal tissues .
3. “Levobior” preparation with antimicrobial,citoprotector and immunomodulator action can positive actionate in short time for recovering in pathological processes.
4. Solcosiril gel has a regeneration action for affectedated tissues.

Bioptronul e înzestrat cu o sistemă optică sofisticată, care produce o lumină analogică luminii solare, doar nu conține raze ultraviolete. Această lumină polarizată se obține prin reflectarea undei de lumină în oglinda cu multe straturi a lui Bruster. Lumina polarizată a Bioptronului mărește activitatea energetică a membranei celulare și biopotențialul energetic al celulei, activează procesele de regenerare și metabolismul celulelor.

OXY-spray conține apă oxigenată , care la descompunere elimină oxigen atomic, care sub acțiunea luminii polarizate al Bioptronului, pătrunde în țesuturile parodontului. În cabinetul “AVIDENT” au fost tratați 15 pacienți cu afecțiuni parodontale (gingivită, parodontită). După examinarea radioviziografică și anestezie s-a efectuat un detartaj cu ultrasunet, o prelucrare medicamentoasă cu sol. de Stomatidină dizolvată cu sol.3% de apă oxigenată în raport 1:1. Apoi am spălat cu un get de apă destilată suprafețele afectate și am aplicat OXY-spray și Bioptronul pe 3 minute la fiecare arcadă (superioară,inferioară). După care a urmat câte o aplicație pe fiecare semiarcadă , alcătuită din Levobior și jeleu de Solcoseril în raportul 1:1 pe 15 minute. Tratamentul a durat 5 vizite cu interval între ele de o zi. Cu fiecare vizită se observa îmbunătățirea dinamicii proceselor de revindicare, manifestată prin:

1. Lichidarea inflamației.
2. Lipsa durerii, pruritului, himoragiei.
3. Îmbunătățirea aspectului țesuturilor parodontale.
4. Regenerarea țesuturilor parodontale.
5. În cazul gingivitelor după ședința a 3- clinica patologică a dispărut.
6. Lipsa purulenței din pungile parodontale patologice.

Bibliografie

1. V.V.Calmațui, Tratamentul paradontitei marginale, Principii și aspecte ale stomatologiei moderne. Culegere de lucrări științifice consacrată aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului Stomatologic Municipal, Chișinău 2005, pag.29-30.
2. Ursu E. - Tratament rațional endodontic reparative al periodontitelor apical cronice. Teza de d.ș.m.,Chișinău 2000.
3. V.Burlacu, A.Cușnir, A.Cartaleanu, A.Eni, V.Zagnat, E.Ursu, V.Stratu, Victor Burlacu, E.Sprinceană, T.Costru, E.Grosu, L.Curteanu, E.Scobioală, G.Spînu, Combatere rațională a proceselor inflamatorii paradontale, Probleme actuale de stomatologie, Materialele congresului XII Național al stomatologilor din rep.Moldova , Chișinău,2003.pag 10-12.

Prezentat la 29.05.2008